

2ª VIA – Notificado(a)

## **Como fazer a limpeza de material cirúrgico?**

**Materiais necessários: esponja macia, detergente enzimático, recipiente com tampa, escova com cerdas de nylon macias, lupa, luvas de borracha, óculos, avental impermeável, gorro, máscara, pano limpo, água.**

Principais atividades:

- Ø Higienizar as mãos;
- Ø Colocar o gorro, máscara, óculos, avental impermeável;
- Ø Calçar as luvas de borracha;
- Ø Manter os artigos após o uso preferencialmente em recipientes com água tampados, evitando a desidratação da matéria orgânica;
- Ø Preparar a solução de detergente enzimático, conforme orientação do fabricante;
- Ø Retirar o instrumental da água, deixando escorrer o excesso;
- Ø Retirar os artigos da água e proceder à limpeza manual com auxílio de esponjas, escovas e solução de detergente enzimático;
- Ø Imergir os artigos em solução de detergente enzimático e mantê-los durante o tempo preconizado pelo fabricante;
- Ø Enxaguar em água corrente;

- Ø Secar os artigos com pano limpo e seco;
- Ø Realizar a inspeção, com auxílio da lupa, de todo o material, instrumental e campos lavados verificando a qualidade da limpeza, reprocessar aqueles em que persistiu sujidade visível;
- Ø Lavar as luvas antes de retirá-las;
- Ø Higienizar as mãos.

Cuidados:

- Ø A solução de detergente enzimático deverá ser preparada (diluída) no momento do uso e desprezada logo após a retirada dos artigos.
- Ø A automação do processo de limpeza é essencial para garantir a eliminação de toda sujidade e biofilme.



Dra. Anete Oliveira  
Dermatologista  
CRM 5391

**Salvador, 22 de Setembro de 2021.**